

„Tworzywa”

Zakład Produkcyjno Handlowy

Jerzy Karasiński

Katalog wyrobów medycznych jednorazowego użycia



Atestowany Sprzęt Medyczny

1. Sterylny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia 1750 mlstr.2
2. Sterylny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia ze wzmocnionej folii 2000 mlstr.3
3. Diagnostyczny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia 1750 mlstr.4
4. Diagnostyczny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia 2000 ml ze wzmocnionej folii ..str.5
5. Sterylny zestaw do wlewu kontrastowego jednorazowego użycia / kolonoterapiistr.6
6. Diagnostyczny zestaw do wlewu kontrastowego jednorazowego użycia / kolonoterapiistr.7
7. Sterylny wziernik ginekologiczny jednorazowego użyciastr.8
8. Diagnostyczny wziernik ginekologiczny jednorazowego użyciastr.9
9. Sterylna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użyciastr.10
10. Sterylna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użycia z częścią dokanałowąstr.11
11. Diagnostyczna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użyciastr.12
12. Diagnostyczna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użycia z częścią dokanałową ..str.13
13. Wieszak do pojemników na moczstr.14
14. Dane kontaktowestr.15

Sterylny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia 1750ml

Nr katalogowy 01/2005

Zestaw jednorazowego użycia do lewatywy bez funkcji pomiarowej. Naniesiona skala jest orientacyjna. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :



- Sterylizowane tlenkiem etylenu

NAZWA	WYMIARY [mm]
WOREK Z FOLII KOLOSTOMIJNEJ PVC O GRUBOŚCI 0,12-0,15 mm	140 x 400
SKALA ORIENTACYJNA BEZ FUNKCJI POMIAROWEJ	100 – 1750 ml
PASEK DO PODWIESZANIA	140 x 20
ŚREDNICA DRENU	Ø 6
DŁUGOŚĆ DRENU	1500
ZACISK REGULUJĄCY PRZEPIŁYW	20 x 45
ZAKOŃCZENIE DRENU: KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM	90 x 10
KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM I DWOMA OTWORAMI BOCZNYMI	90 x 10
BRAK KANKI DREN ZAKOŃCZONY ZAOBLENIEM Z DWOMA OTWORAMI NAPRZEMIANLEGLYMI	

Każdy zestaw do lewatywy pakowany jest pojedynczo w opakowanie papier folia. W kartonie znajduje się 100 sztuk. Każdy zestaw do lewatywy posiada czytelną skalę, niepogięty / niezłamany dren oraz gietką niekaleczącą kankę doodbytniczą

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 01/2010
- Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI Hungary o numerze 1011



Sterylny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia ze wzmocnionej folii 2000ml

Nr katalogowy 01/2005

Zestaw jednorazowego użycia do lewatywy bez funkcji pomiarowej. Naniesiona skala jest orientacyjna. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :


- Sterylizowane tlenkiem etylenu

NAZWA	WYMIARY [mm]
WOREK Z FOLII KOLOSTOMIJNEJ PVC O GRUBOŚCI 0,18 mm	165 x 400
SKALA ORIENTACYJNA BEZ FUNKCJI POMIAROWEJ	100 – 2000 ml
PASEK DO PODWIESZANIA	165 x 20
ŚREDNICA DRENU	Ø 6
DŁUGOŚĆ DRENU	1500
ZACISK REGULUJĄCY PRZEPŁYW	20 x 45
ZAKOŃCZENIE DRENU: KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM	90 x 10
KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM I DWOMA OTWORAMI BOCZNYMI	90 x 10
BRAK KANKI DREN ZAKOŃCZONY ZAOBLENIEM Z DWOMA OTWORAMI NAPRZEMIANLEGŁYMI	

Każdy zestaw do lewatywy pakowany jest pojedynczo w opakowanie papier folia. W kartonie znajduje się 100 sztuk. Każdy zestaw do lewatywy posiada czytelną skalę, niepogięty / niezałamany dren oraz gietką niekaleczącą kankę doodbytniczą

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 01/2010
- Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI Hungary o numerze 1011



Diagnostyczny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia 1750ml

Nr katalogowy 01/2005

Zestaw jednorazowego użycia do lewatywy bez funkcji pomiarowej. Naniesiona skala jest orientacyjna. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.


Specyfikacja :

NAZWA	WYMIARY [mm]
WOREK Z FOLII KOLOSTOMIJNEJ PVC O GRUBOŚCI 0,12-0,15 mm	140 x 400
SKALA ORIENTACYJNA BEZ FUNKCJI POMIAROWEJ	100 – 1750 ml
PASEK DO PODWIESZANIA	140 x 20
ŚREDNICA DRENU	Ø 6
DŁUGOŚĆ DRENU	1500
ZACISK REGULUJĄCY PRZEPŁYW	20 x 45
ZAKOŃCZENIE DRENU: KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM	90 x 10
KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM I DWOMA OTWORAMI BOCZNYMI	90 x 10
BRAK KANKI DREN ZAKOŃCZONY ZAOBLENIEM Z DWOMA OTWORAMI NAPRZEMIANLEGLYMI	

Zestaw do lewatywy pakowany zbiorczo 12 x 1. W kartonie znajduje się 120 sztuk. Każdy zestaw do lewatywy posiada czytelną skalę, niepogięty / niezłamany dren oraz giętą niekaleczącą kankę doodbytniczą. Istnieje możliwość zamówienia diagnostycznych zestawów do lewatywy pakowanych pojedynczo.

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 01/2010



Diagnostyczny zestaw do lewatywy jednorazowego użycia ze wzmocnionej folii 2000ml

Nr katalogowy 01/2005

Zestaw jednorazowego użycia do lewatywy bez funkcji pomiarowej. Naniesiona skala jest orientacyjna. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.


Specyfikacja :

NAZWA	WYMIARY [mm]
WOREK Z FOLII KOLOSTOMIJNEJ PVC O GRUBOŚCI 0,12-0,15 mm	165 x 400
SKALA ORIENTACYJNA BEZ FUNKCJI POMIAROWEJ	100 – 2000 ml
PASEK DO PODWIESZANIA	165 x 20
ŚREDNICA DRENU	Ø 6
DŁUGOŚĆ DRENU	1500
ZACISK REGULUJĄCY PRZEPŁYW	20 x 45
ZAKOŃCZENIE DRENU: KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM	90 x 10
KANKA DOODBYTNICZA Z OTWOREM CENTRALNYM I DWOMA OTWORAMI BOCZNYMI	90 x 10
BRAK KANKI DREN ZAKOŃCZONY ZAOBLENIEM Z DWOMA OTWORAMI NAPRZEMIANLEGLYMI	

Zestaw do lewatywy pakowany zbiorczo 12 x 1. W kartonie znajduje się 120 sztuk. Każdy zestaw do lewatywy posiada czytelną skalę, niepogięty / niezłamany dren oraz giętą niekaleczącą kankę doodbytniczą. Istnieje możliwość zamówienia diagnostycznych zestawów do lewatywy pakowanych pojedynczo.

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 01/2010



Sterylny zestaw do kontrastowego wlewu doodbytniczego / Sterylny zestaw do kolonoterapii (oczyszczania i płukania jelita grubego)

Nr katalogowy 02/2005

Zestaw jednorazowego użycia do wykonywania kontrastowych wlewów doodbytniczych bez funkcji pomiarowej. Zestaw nadaje się do zabiegów kolonoterapii. Naniesiona skala jest orientacyjna. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :


- Sterylizowane tlenkiem etylenu

NAZWA	WYMIARY [mm]
WOREK Z FOLII KOLOSTOMIJNEJ PVC O GRUBOŚĆ 0,25 mm	400 x 200
ZAMYKANY ZAWÓR WLEWU	Ø 29
ZAWÓR SPUSTOWY Z KULKĄ ZAMYKAJĄCĄ	Ø 6
ŚREDNICA DRENU	Ø 8
DŁUGOŚĆ DRENU	1700
ZACISK REGULUJĄCY PRZEPŁYW	55 x 29
FARTUSZEK OSŁANIAJĄCY RĘKĘ	Ø 210

Każdy zestaw do kontrastowego wlewu doodbytniczego pakowany jest pojedynczo w opakowanie papier folia. W kartonie znajduje się 30 sztuk. Każdy zestaw do kontrastowego wlewu doodbytniczego posiada czytelną skalę, niepogięty / niezłamany dren oraz niekaleczącą kanwę doodbytniczą

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 02/2010
- Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI Hungary o numerze 1011



Diagnostyczny zestaw do kontrastowego wlewu doodbytniczego / Diagnostyczny zestaw do kolonoterapii (oczyszczania i płukania jelita grubego)

Nr katalogowy 02/2005

Zestaw jednorazowego użycia do wykonywania kontrastowych wlewów doodbytniczych bez funkcji pomiarowej. Zestaw znajduje się do zabiegów kolonoterapii. Naniesiona skala jest orientacyjna. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.


Specyfikacja :

NAZWA	WYMIARY [mm]
WOREK Z FOLII KOLOSTOMIJNEJ PVC O GRUBOŚĆ 0,25 mm	400 x 200
ZAMYKANY ZAWÓR WLEWU	Ø 29
ZAWÓR SPUSTOWY Z KULKĄ ZAMYKAJĄCĄ	Ø 6
ŚREDNICA DRENU	Ø 8
DŁUGOŚĆ DRENU	1700
ZACISK REGULUJĄCY PRZEPŁYW	55 x 29
FARTUSZEK OSŁANIAJĄCY RĘKĘ	Ø 210

Każdy zestaw do kontrastowego wlewu doodbytniczego pakowany jest pojedynczo w opakowanie papier folia. W kartonie znajduje się 30 sztuk. Każdy zestaw do kontrastowego wlewu doodbytniczego posiada czytelną skalę, niepogięty / niezłamany dren oraz niekaleczącą kanwę doodbytniczą

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 02/2010



Sterylny wziernik ginekologiczny jednorazowego użycia

Nr katalogowy 03/2005

Wziernik przeznaczony jest do badania ginekologicznego, umożliwia lekarzowi widoczność bocznych ścian pochwy. Dostępny w kolorze transparentnym oraz białym kontrastującym ze zmianami patologicznymi. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :


- Sterylizowane tlenkiem etylenu

<i>OZNACZENIA HANDLOWE</i>	<i>WYMIARY [mm]</i>	<i>KOLOR ZATYCZKI REGULATORA</i>
XS - Nr 0	82 x 18,5	RÓŻOWA
S - Nr 1	82 x 24	ZIELONA
M - Nr 2	82 x 26.5	NIEBIESKA
L - Nr 3	82 x 33	BIAŁA

Każdy wziernik ginekologiczny pakowany jest pojedynczo w opakowanie papier folia. W kartonie znajduje się 100 sztuk

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 03/2010
- Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI Hungary o numerze 1011



Diagnostyczny wziernik ginekologiczny jednorazowego użycia

Nr katalogowy 03/2005

Wziernik przeznaczony jest do badania ginekologicznego, umożliwia lekarzowi widoczność bocznych ścian pochwy. Dostępny w kolorze transparentnym oraz białym kontrastującym ze zmianami patologicznymi. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.


Specyfikacja :

OZNACZENIA HANDLOWE	WYMIARY [mm]	KOLOR ZATYCZKI REGULATORA
XS - Nr 0	82 x 18,5	RÓŻOWA
S - Nr 1	82 x 24	ZIELONA
M - Nr 2	82 x 26.5	NIEBIESKA
L - Nr 3	82 x 33	BIAŁA

Każdy wziernik ginekologiczny pakowany jest pojedynczo w opakowanie papier folia. W kartonie znajduje się 100 sztuk

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 03/2010



Sterylna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użycia

Nr katalogowy 04/2005

Oferowane szczoteczki służą do pobierania rozmazu cytologicznego jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki, strefy transformacji. Wykonane są z bardzo miękkiego niekalejącego tworzywa. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :


- Sterylizowane tlenkiem etylenu

NAZWA PARAMETRU	WYMIARY [mm]
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY	15 X 4
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z TARCZY SZYJKI MACICY	10 X 6
UCHWYT DO MOCOWANIA PATYCZKA	10 Ø 3
DŁUGOŚĆ PATYCZKA	175
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ SZCZOTECZKI	195

Każda szczoteczka cytologiczna pakowana jest osobno w opakowanie papier – folia. W kartonie znajduje się 200 sztuk

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 04/2010
- Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI Hungary o numerze 1011



Sterylna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użycia z częścią dokanałową

Nr katalogowy 04/2005

Oferowane szczoteczki służą do pobierania rozmazu cytologicznego jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki, strefy transformacji. Wykonane są z bardzo miękkiego niekaleczącego tworzywa. Usztywniona część dokanałowa posiada włoski skierowane pod kątem ostrym do trzpienia (jodełka). Włoski znajdują się na 3 płaszczyznach części dokanałowej co pozwala na pobranie rozmazu cytologicznego o zwiększonej ilości komórek z szyjki macicy, nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :


- Sterylizowane tlenkiem etylenu

NAZWA PARAMETRU	WYMIARY [mm]
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY	15 X 4
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z TARCZY SZYJKI MACICY	10 X 6
UCHWYT DO MOCOWANIA PATYCZKA	10 Ø 3
DŁUGOŚĆ PATYCZKA	175
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ SZCZOTECZKI	195

Każda szczoteczka cytologiczna pakowana jest osobno w opakowanie papier – folia. W kartonie znajduje się 200 sztuk

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 04/2010
- Certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI Hungary o numerze 1011



Diagnostyczna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użycia

Nr katalogowy 04/2005

Oferowane szczoteczki służą do pobierania rozmazu cytologicznego jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki, strefy transformacji. Wykonane są z bardzo miękkiego niekaleczącego tworzywa. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.


Specyfikacja :

NAZWA PARAMETRU	WYMIARY [mm]
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY	15 X 4
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z TARCZY SZYJKI MACICY	10 X 6
UCHWYT DO MOCOWANIA PATYCZKA	10 Ø 3
DŁUGOŚĆ PATYCZKA	175
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ SZCZOTECZKI	195

Szczoteczki cytologiczne pakowane zbiorczo 100 x 1

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 04/2010



Diagnostyczna szczoteczka cytologiczna jednorazowego użycia z częścią dokanałową

Nr katalogowy 04/2005

Oferowane szczoteczki służą do pobierania rozmazu cytologicznego jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki, strefy transformacji. Wykonane są z bardzo miękkiego niekaleczącego tworzywa. Usztywniona część dokanałowa posiada włoski skierowane pod kątem ostrym do trzpienia (jodełka). Włoski znajdują się na 3 płaszczyznach części dokanałowej co pozwala na pobranie rozmazu cytologicznego o zwiększonej ilości komórek z szyjki macicy, nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.


Specyfikacja :

NAZWA PARAMETRU	WYMIARY [mm]
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY	15 X 4
CZĘŚĆ ROBOCZA POBIERAJĄCA WYMAZ Z TARCZY SZYJKI MACICY	10 X 6
UCHWYT DO MOCOWANIA PATYCZKA	10 Ø 3
DŁUGOŚĆ PATYCZKA	175
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ SZCZOTECZKI	195

Szczoteczki cytologiczne pakowane zbiorczo 100 x 1

Dokumenty podstawowe:

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 04/2010



Wieszak do pojemników na mocz przeznaczony do użytku tylko dla jednego pacjenta

Nr katalogowy 05/2005

Wieszak przeznaczony do zawieszania pojemników na mocz przy łóżku chorego tylko dla jednego pacjenta. Nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu.

Specyfikacja :

BADANY PARAMETR	WYMIARY [mm]
ELEMENT DO ZAWIESZANIA	60 x 45
RAMIONA DO PODWIESZANIA POJEMNIKA	175 x 65
MATERIAŁ	POLIPROPYLEN J400
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	2,5 kg

Każdy wieszak pakowany jest oddzielne zfoliowe opakowanie. W kartonie znajduje się 250 sztuk.

Dokumenty podstawowe :

- VAT 8%
- Wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Deklaracja Zgodności CE Nr 05/2010



Dane kontaktowe

“TWORZYWA” Zakład Produkcyjno – Handlowy

Karasiński Jerzy

Wyrób Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użycia

Zakład: ul. Kościerzyńska 3 (Kwidzyńska 2), 51-416 Wrocław

tel. 071/3252367 tel./fax 071/7856024

Adres e-mail: tworzywa@ok.wroc.pl

Strona internetowa: www.tworzywa.wroc.pl

NIP 898-000-86-86

REGON 006029140

Zakład posiada wdrożony system jakości obejmujący proces wytwarzania, który zapewnia, że wyroby te są wytwarzane zgodnie z dokumentacją techniczną

CERTYFIKAT CE – ZAPEWNIĄ JAKOŚĆ PRODUKCJI

Zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych, Aneks V

Certyfikat numer: 5-715-500-1205

Wydano przez EMKI, jednostkę notyfikowaną, numer rejestracyjny 1011, utworzoną w celach certyfikacji zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EEC,